



CoolTouch CT3 Plus je celosvětově po řadu let uznáván jako "Gold Standard" pro léčbu akné a pro odstraňování vrásek.

CoolTouch CT3 byl jedním z průkopníků v oblasti "non-ablative skin rejuvenation" a od té doby se technologie neustále zlepšovala a v roce 2005 byl CoolTouch CT3 Plus zvolen americkými dermatology jako "**Best Non-Ablative Laser for Wrinkle Reduction and Acne**".




CoolTouch CT3 Plus má tyto vlastnosti a výhody:

- **vlnová délka laseru 1320nm je absorbována ve vodě a není pohlcována v melaninu ani hemoglobinu, proto je tato vlnová délka vhodná a účinná pro všechny typy kůže.** Laser proniká hluboko do kůže a proto je ideální:
  - pro léčbu akné a jizviček po akné
  - pro redukování a odstraňování vrásek
  - pro napnutí pokožky
  - pro rejuvenciaci pokožky
- Vlnová délka 1320nm není pohlcována v melaninu a proto jakákoliv léčba neovlivní pigmentaci pokožky.
- **Tepelná kontrola** - CT3 laser neustále snímá teplotu kůže a při překročení nastavené teploty laser automaticky přenastaví výkon pro zajištění bezpečnosti a bezbolestnosti léčby.
- **Chlazení kůže** - CT3 Plus laser používá pro chlazení kůže kryogenní sprej. Lékař dle prováděné léčby nastaví :
  - **Pre - cooling** - chlazení kůže před pulsem laseru
  - **Mid - cooling** - chlazení kůže během pulsu laseru
  - **Post - cooling** - chlazení kůže po pulsu laseru
- **CoolBreez mód - NOVINKA !** - Laser automaticky nastavuje výkon tak aby dosáhl požadované teploty kůže. CoolBreez mód je zcela bezbolestný bez použití chlazení kůže! Kůže pacienta je zahřívána, což obvykle bývá, dle vyjádření pacientů velmi příjemné.



Výsledky léčby akné:





Výhradní distributor firmy CoolTouch pro Českou republiku:

**MediBase Prague s.r.o.**

Lotyšská 10/646  
160 00, Praha 6

Tel: 733 103 823  
Fax: 224 310 335

servis - [service@medi-base.cz](mailto:service@medi-base.cz)  
kancelář - [office@medi-base.cz](mailto:office@medi-base.cz)