


VARIA laser má vlnovou délku 1064nm s dlouhými pulsy, s velkou variabilitou průměru paprsku a nově s kontinuálním módem vhodným pro napnutí kůže a odstraňování vrásek.



CoolTouch VARIA má tyto vlastnosti a výhody:

- **vlnová délka laseru 1064nm je absorbována ve vodě a není pohlcována v melaninu ani hemoglobinu, proto je tato vlnová délka vhodná a účinná pro všechny typy kůže.** Laser proniká hluboko do kůže a proto je ideální:
 - pro odstraňování rozšířených žilek až do velikost 3mm
 - pro permanentní odstranění chloupků
 - pro napnutí pokožky
- Vlnová délka 1064nm není pohlcována v melaninu a proto jakákoliv léčba nevlivní pigmentaci pokožky.
- **Tepelná kontrola** - VARIA laser neustále snímá teplotu kůže a při překročení nastvené teploty laser automaticky přenastaví výkon pro zajištění bezpečnosti a bezbolestnosti léčby.
- **Chlazení kůže** - VARIA laser používá pro chlazení kůže kryogení sprej. Lékař dle prováděné léčby nastaví :
 - **Pre - cooling** - chlazení kůže před pulsem laseru
 - **Post - cooling** - chlazení kůže po pulsu laseru
 - **Post - cooling delay** - nastavení zpoždění chlazení kůže po pulsu laseru
- Průměr paprsku laseru lze měnit od 2-10 mm.
- **Vodící paprsek má zelenou barvu** pro lepší kontrast oproti žilkám.



před



po



před



po



před



po




před



po



před



po





před



po

[Výhradní distributor firmy CoolTouch pro Českou republiku:](#)

MediBase Prague s.r.o.

Lotyšská 10/646
160 00, Praha 6

Tel: 733 103 823
Fax: 224 310 335

servis - service@medi-base.cz
kancelář - office@medi-base.cz